



Hillrom™



TRANSFERENCIAS SEGURAS Y MOVIMIENTO™ PROGRAMA



## Decubito Prono con la HandyTube™ Repositioning Aid

OPCIONES DE EQUIPAMIENTO	PROCEDIMIENTO	COMENTARIO DE LA INSTALACIÓN
<p>HANDYTUBE LONG or HANDYTUBE WIDE AID</p> <p>Mínimo de 3 profesionales del equipo de cuidado.</p> <p>Considera el tamaño, peso, morfología y la criticidad del paciente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisa el protocolo de tu institución incluyendo las indicaciones y las listas de chequeo aplicables.</li> <li>▪ Explícale el procedimiento al paciente (si es apropiado).</li> <li>▪ Ajusta la altura de la cama a una altura adecuada para trabajar.</li> <li>▪ Baja las barandillas y remueve la cabecera si es posible.</li> <li>▪ Planifica en qué dirección girará el paciente. Ajusta el equipamiento, las vías, latiguillos y drenajes, para que haya suficiente espacio durante el movimiento.</li> <li>▪ En el lado hacia el que el paciente va a girar, coloca las almohadas para el torso y las piernas según sea apropiado.</li> <li>▪ Pon el brazo del paciente debajo de su glúteo para controlar el brazo durante el giro.</li> <li>▪ En el lado del que el paciente se aleja a medida que hace el giro, coloca la sábana de reposicionamiento HandyTube debajo del paciente con cuidado de que cubra desde los hombros hasta los talones.</li> <li>▪ Presiona el HandyTube contra la superficie y deslízalo debajo del paciente.</li> <li>▪ Cuidadosamente hala/empuja al paciente desde el centro de la cama hacia un lado de la cama y luego que quede descansando en su costado.</li> <li>▪ Añade almohadas adicionales, posicionadores de gel, bloques de espuma u otros dispositivos de posicionamiento.</li> <li>▪ Rueda al paciente suavemente a la posición de decúbito prono monitoreando todas las líneas, vías respiratorias y tubos</li> <li>▪ Retira con cuidado el HandyTube de debajo del paciente doblando un extremo debajo del tubo y tirando de la tela.</li> <li>▪ Ten en cuenta que la sábana de reposicionamiento HandyTube Long no está hecha de tejido transpirable por lo que no debe dejarse debajo del paciente.</li> </ul> <p>El proceso se puede realizar de la misma manera para devolver al paciente de la posición de decúbito prono a supino.</p>	

Para preguntas, contacta a tu representante de Hillrom.

**hillrom.com**

Hillrom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que hace Hillrom es la garantía expresa por escrito extendida en la venta o alquiler de sus productos.