

**Hillrom™**Welch Allyn®
Spot™ Vision Screener**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones	20.3 cm x 15.2 cm x 10.2 cm
Peso	1157 g
Red Inalámbrica	802.11 b/g/n
Temperaturas de Funcionamiento	+10 °C a +40 °C
Humedad de Funcionamiento	30% a 95% de humedad relativa (sin condensación)
Temperaturas de Almacenamiento/Envío	0 °C a +50 °C
Humedad de Almacenamiento/Envío	0% a 95% de humedad relativa (sin condensación)
Presión Atmosférica de Almacenamiento/Envío	800 hPA to 1060 hPA
Expectativa de Vida de la Batería	2,5 años (en condiciones de uso normal)

MEDIDAS

Equivalente Esférico	Rango: -7,50D a + 7,50D en incrementos de 0,25D Precisión: -3.50D a 3.50D, ± 0.50D -7.50D a < -3.50D, ± 1.00D > 3.50D a 6.00D, ± 1.00D
Cilindro	Rango: 0.00D a +3.00D en incrementos de 0.25D Precisión: 0.00D a 1.50D, ± 0.50D > 1.50D a 3.00D, ± 1.00D
Eje	Rango: 1 a 180 grados en incrementos de 1 grado Precisión: ± 5 grados (para valores de cilindro > 0.5D)
Tamaño de Pupila	Rango: 4.0 mm to 9.0 mm en incrementos de 0,1 mm Precisión: ± 0.1 mm
Distancia Pupilar	Rango: 35 mm a 80 mm en incrementos de 1 mm Precisión: ± 1 mm
Medición de la Mirada	0 a 20 grados en incrementos de 1 grado nasal, temporal, inferior y superior Precisión: 0 a 5 grados (± 1 grado) > 5 a 20 grados (± 2 grados)
Tiempo por Medición	1 segundo
Distancia de Medición	3.3 ft. ± 2 pulgadas (1 m ± 5 cm)
Punto de Fijación	Patrón visual aleatorio y sonido audible
Principio de Medición	Reflejo óptico

Para obtener más información sobre el Spot™ Vision Screener de Welch Allyn®, comunícate con tu distribuidor autorizado o tu representante de ventas de Welch Allyn® al 1- 800-650083.

hillrom.com

Hillrom™ se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía que ofrece Hillrom™ es la expresa por escrito garantía extendida en la venta o alquiler de sus productos.

© 2020 Welch Allyn, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. AP27702 80023894 Ver A 01-2020 ENG – US

