



Hillrom™

Welch Allyn®
Spot™ Vision Screener

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

| | |
|---|--|
| Dimensões | 20.3 cm x 15.2 cm x 10.2 cm |
| Peso | 1157 g |
| Rede Wireless | 802.11 b/g/n |
| Temperatura de Operação | +10 °C s +40 °C |
| Umidade de Operação | 30% s 95% umidade relativa (sem condensação) |
| Temperatura de Armazenamento/Transporte | 0 °C s +50 °C |
| Umidade de Armazenamento/Transporte | 0% a 95% umidade relativa (sem condensação) |
| Pressão Atmosférica de Armazenamento/Transporte | 800 hPA to 1060 hPA |
| Vida útil esperada da bateria | 2,5 anos (em condições normais de uso) |

MEDIÇÕES

| | |
|------------------------|---|
| Equivalente Esférico | Alcance: -7.50D a +7.50D (incremento: 0.25D) Precisão: -3.50D a 3.50D, ± 0.50D -7.50D a < -3.50D, ± 1.00D > 3.50D a 6.00D, ± 1.00D |
| Cilíndrico | Alcance: 0.00D a +3.00D (incremento: 0.25D) Precisão: 0.00D a 1.50D, ± 0.50D > 1.50D a 3.00D, ± 1.00D |
| Eixo Cilíndrico | Alcance: 1 a 180 graus (incremento: 1 grau) Precisão: ± 5 graus (para valores cilíndricos > 0.5D) |
| Tamanho da Pupila | Alcance: 4.0 mm to 9.0 mm (incremento: 0.1 mm) Precisão: ± 0.1 mm |
| Distância Pupilar | Alcance: 35 mm a 80 mm (incremento: 1 mm) Precisão: ± 1 mm |
| Campo de Visão | 0 a 20 graus (incremento: 1 grau nasal, temporal, inferior e superior) Precisão: 0 a 5 graus (± 1 grau) > 5 a 20 graus (± 2 graus) |
| Tempo de Medição | 1 segundo |
| Distância para Medição | 1 m ± 5 cm (3.3 ft. ± 2 in.) |
| Alvo de Fixação | Padrão aleatório visual e som audível |
| Medição Principal | Reflexo óptico |

Para mais informações sobre o Welch Allyn® Spot™ Vision Screener, entre em contato com um distribuidor autorizado ou com um representante de vendas da Welch Allyn® pelo telefone 1800 650 083.

hillrom.com

A Hillrom™ reserva-se o direito de fazer alterações no design, especificações e modelos sem aviso prévio. A única garantia que a Hillrom™ oferece é a garantia estendida expressa por escrito sobre a venda ou aluguel de seus produtos.

