



**Hillrom™**

Welch Allyn®  
Oftalmoscopios PanOptic™

## EXPANDE TU VISIÓN

Nuestros oftalmoscopios PanOptic y PanOptic Plus de Welch Allyn ofrecen una visión más amplia y radiante. Mejora los exámenes de visión con el PanOptic Plus, que cuenta con tecnología de alineación Quick Eye™, la cual permite una mejor alineación con el disco óptico, algo que suele representar un desafío en los exámenes de visión. Ambos dispositivos funcionan con mangos de alimentación 3.5 V y sistemas de pared Welch Allyn existentes.

La alineación Quick Eye™ incluye dos luces indicadoras que ayudan a dirigir la mirada del paciente para lograr una mejor alineación del disco óptico.



Especificaciones	Oftalmoscopio PanOptic Plus	Oftalmoscopio PanOptic Estándar
Número de modelo	118-3	118-2
Tecnología de Alineación QuickEye™	Sí	No
Garantía	5 años	1 año
Altura x Ancho x Profundidad	8 cm x 4.5 cm x 7.5 cm	
Peso	130 g	
Aperturas	Pequeña, grande, libre de rojos, slit (franja), fijación, azul cobalto	
Rango de dioptrías	-20 a +25 D	
Pasos de dioptrías	-20, -15, -12, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25	
Polarizadores lineales cruzados	Sí	
Tipo de lámpara y garantía	SureColor™ LED, garantía de 7 años	
Color	Índice de reproducción cromática (CRI): 95 típico; R9: 85 típico; Temperatura de color: 2700K-3500K	
Vida útil de la lámpara	80+ años <sup>1</sup> (típico)	
Campo de visión	20°	

**20X MÁS GRANDE**

Área de visualización



Oftalmoscopio Convencional



Oftalmoscopios PanOptic Plus

Especificaciones	Mango de alimentación Plus de ion de litio con cargador USB Welch Allyn®	Cargador universal de escritorio Welch Allyn®
Número de modelo	719-3	719-DSK
Altura x Ancho x Profundidad	14 cm x 3 cm x 3 cm	10 cm x 19 cm x 11 cm
Peso	140 gramos	660 gramos
Compatibilidad	Cargador universal de escritorio 719-DSK Welch Allyn® ; cargadores 71140	Mangos 71140, 719-3, 71910, 71670. Los modelos 12800 y 22800 se utilizan con la cubierta del adaptador 71249
Cargador integrado	USB-C	—
Garantía	Dos años	Un año
Tiempo de funcionamiento	5.5 horas; aproximadamente 660 exámenes de 30 segundos	—
Tipo de batería	Ion de litio	—
Tiempo de carga rápida USB (0-75%)	90 minutos	—
Cable de alimentación y opciones de cable	USB-719	Cable a tierra formado por 3 conductores AWG18, 6 pies de largo, de grado médico, desmontable con entrada IEC60320
Entrada	—	100-240V, 50-60 Hz, 100mA máximo, Clase I, Funcionamiento continuo
Salida	—	2.4 V-4.0 V DC 80mA máximo

## ACCESORIOS DEL PANOPTIC

### 118-EC

Copa ocular reutilizable (juego de cinco)

### 777-LH

Hardware de bloqueo de cabeza 3.5 V con tornillos de fijación



Para obtener más información, comunícate con tu representante de Hillrom o visita [hillrom.lat](http://hillrom.lat)

## hillrom.lat

Hill-Rom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que Hill-Rom hace es la garantía escrita extendida en el momento de la venta o alquiler de sus productos.

<sup>1</sup>Supone un promedio de 4 exámenes de pacientes (ambos ojos) por día, de una duración de 15 segundos por ojo durante 200 días al año.

©2021 Welch Allyn, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR205302 rev1 9-APR-2021 ES-LATAM