



Hillrom™

## PST 500 Mesa Quirúrgica de Precisión

### TE PRESENTAMOS LA MESA QUIRÚRGICA PST 500 – LA BASE DEL CUIDADO QUIRÚRGICO

Esta mesa versátil y fácil de usar admite el volumen y la variedad de procedimientos a los que te enfrentas todos los días, lo que te ayuda a ofrecer asistencia a tus pacientes y agilizar el flujo de trabajo. Porque para nosotros la mesa quirúrgica correcta no es solo una mesa: es la base donde se realiza la asistencia. Y con una base sólida, todo es posible.



#### VERSÁTIL

Una misma mesa permite una amplia gama de posiciones de distintas aplicaciones quirúrgicas, lo que te ayuda a aprovechar tu inversión y ampliar el tipo de cirugías.



#### SEGURA

Con una capacidad de carga de 454 kg (1,000 lbs), monitoreo anticolidión, sistema de frenado con ajuste de desnivel automático y más, la PST 500 está diseñada pensando en la seguridad del paciente y el usuario.\*



#### EFICIENTE

Su diseño modular, el manejo ergonómico, una obtención de imágenes de 360° y sistema iluminado de mensajes te ayudan a optimizar tu flujo de trabajo y atender más pacientes, más rápidamente.\*\*



#### INTUITIVA

La mesa es fácil de usar gracias a componentes livianos, un sistema de acople mediante ganchos con codificación de alineación automática, un control remoto sencillo y un montaje rápido.



Para más información contacta a  
tu representante local de Hillrom.

[hillrom.com](http://hillrom.com)

\*\* La capacidad de carga puede fluctuar según la configuración de la mesa. Consulta el manual del usuario para obtener información adicional.  
\*\* Capacidad de obtención de imágenes de 360° con componentes de carbono específicos.



Hillrom™


# PST 500 Mesa Quirúrgica de Precisión

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La PST 500 está diseñada para manejar entornos quirúrgicos de la vida real, incluyendo el tuyo.

Capacidad de Carga Máxima	454 kg (1,000 lb)*
Peso Neto de la Mesa	250 kg (551.2 lb)
Dimensiones de la Mesa (LxA)	107 cm x 60 cm (42.1" x 23.6")
Longitud de la Mesa Ensamblada	227.2 cm (89.5")
Posicionamiento Cero	Nivelación automática simultánea de todas las secciones.

\* La capacidad de carga puede fluctuar según la configuración de la mesa. Consulta el manual del usuario para obtener información adicional.



Para más información contacta a tu representante local de Hillrom.

[hillrom.com](http://hillrom.com)

2500 NW 107th Ave, Suite 300 Doral, FL – USA 33172

Hill-Rom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía que hace Hill-Rom es la garantía expresa por escrito extendida en la venta o alquiler de sus productos.

© 2020 Hill-Rom Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR49903 rev 1 12-MAR-2020 ES-LATAM