



Hillrom™

PST 300

Mesa Quirúrgica de Precisión

HAZ MÁS CON LA MESA QUIRÚRGICA DE PRECISIÓN PST 300.

Esta mesa versátil y fácil de usar, es una base sólida para soportar el volumen y la variedad de intervenciones a las que te enfrentas a diario. Así podrás ayudar a más personas, realizar más intervenciones especializadas y dedicarte más a tus pacientes en lugar de tener que descifrar equipos complejos. La PST 300 te ayuda a hacer más de lo que es realmente importante.



INTUITIVA

La mesa es fácil de usar gracias a componentes livianos, un sistema de acople mediante ganchos con codificación de alineación automática, un control remoto sencillo y una configuración rápida.



EFICIENTE

Su diseño modular, el manejo ergonómico y una obtención de imágenes de 360° te ayudan a agilizar tu flujo de trabajo y ver a más pacientes, más rápidamente.*



VERSÁTIL

Una misma mesa permite varias posiciones de distintas aplicaciones quirúrgicas, lo que te ayuda a aprovechar la inversión y ampliar el tipo de cirugías.



Para obtener más información, comunícate con tu distribuidor local o uno de nuestros representantes de ventas en Hillrom.

hillrom.com


* Capacidad de imágenes de 360° con componentes de carbono específicos.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La PST 300 está diseñada para manejar entornos quirúrgicos de la vida real, incluyendo el tuyo.


Capacidad de Carga Máxima	400 kg (882 lb)
Peso neto de la Mesa	230 kg (507 lb)
Dimensiones de la Mesa (LxA)	2010 mm x 600 mm (79" L x 23.6" W)
Ajuste de Altura	660 mm - 1030 mm (± 10 mm) (26" - 40.6" (± 0.4 "))
Posicionamiento Cero	Nivelación motorizada de todas las secciones.




Inclinación




Ajuste de Altura




Trendelenburg /
Trendelenburg inverso



Ajuste de Sección de Piernas



Ajuste de Sección Dorsal



Desplazamiento Longitudinal

Para más información contacta a tu representante local de Hillrom.

hillrom.com

2500 NW 107th Ave, Suite 300 Doral, FL - USA 33172

Hill-rom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía que hace Hill-rom es la garantía expresa por escrito extendida en la venta o alquiler de sus productos.

© 2020 Hill-Rom Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR55001 rev 1 09-JUL-2020 ES - LATAM