



Hillrom™




# MESA QUIRÚRGICA TS7000DV

## REDEFINIENDO EL POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE CON EL ROBOT DE CIRUGÍA DA VINCI XI®

La mesa quirúrgica TS7000dV es:


- Única por ser compatible con el Robot de cirugía da Vinci Xi®, pero también funciona como una mesa quirúrgica versátil para cirugías en todas las especialidades.
- Movimiento sincronizado con el sistema *da Vinci Xi*® para reposicionamiento intraoperatorio.
- Amplio rango de movimiento con capacidad de carga elevada del paciente en todas las articulaciones de la mesa.



### Movimiento de Mesa Integrado

El movimiento de mesa integrado permite que el sistema da Vinci Xi® se conecte a nuestra mesa quirúrgica TS7000dV para posicionar al paciente de forma dinámica mientras el cirujano opera. Esto permite que el equipo quirúrgico, gestione de manera eficiente la posición del paciente, y use la gravedad, para una exposición y acceso óptimo a su anatomía.

Movimiento iso centrado: una combinación de Trendelenburg o Trendelenburg inverso y desplazamiento.




### Acceso Dinámico y Exposición

Usa la gravedad para exponer la anatomía, maximizando el alcance y entrega del tejido en un ángulo de trabajo ideal.



### Flujo de Trabajo Eficiente Para Cada Caso

Ahorra tiempo eliminando la necesidad de desacoplar, lo que reduce el tiempo de los casos y la capacidad de brindar alivio intraoperatorio al paciente en decúbito supino



### Integración Completa con Retroalimentación Precisa

El sistema da Vinci Xi® y la mesa quirúrgica TS7000dV se conectan de forma inalámbrica y proporcionan al equipo quirúrgico, retroalimentación sobre los ángulos de la mesa.

Para más información por favor contacta a tu representante local de Hillrom.

hillrom.com

2500 NW 107th Ave, Suite 300 Doral, FL – USA 33172

La nomenclatura TS7000dV corresponde a los siguientes productos registrados CE: TruSystem 7000 (dV) - 1841049; TruSystem 7000 (dV) V - 1841083; Conexión de cable TS7000 (dV) - 1816914

da Vinci y da Vinci Xi son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intuitive Surgical, Inc.

La TS7000dV está destinada a ser utilizada por médicos y personal médicamente calificado. Este dispositivo médico es un producto regulado que, de conformidad con dicha normativa, lleva una marca CE. Hill-Rom recomienda que lea atentamente las instrucciones detalladas para un uso seguro y adecuado incluidas en los documentos que acompañan a los dispositivos médicos. El personal del centro de salud es responsable del uso y mantenimiento adecuado de estos dispositivos médicos. Hill-Rom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía que Hill-Rom hace es la garantía expresa por escrito extendida en la venta o alquiler de sus productos. TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG es una subsidiaria de Hill-Rom Holdings, Inc.