


# Soluciones TruHybrid™

Flujos de trabajo optimizados,  
mayor seguridad para los pacientes



Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**

# Visibilidad y rentabilidad óptimas con una mesa quirúrgica híbrida

Las mesas quirúrgicas modernas incorporan equipamiento de última generación y soluciones diseñadas para operaciones mínimamente invasivas, lo que le permite realizar procedimientos más complejos y mejorar los resultados que obtiene el paciente. Las soluciones TruHybrid™ de Trumpf Medical se centran en tecnologías de vanguardia y conceptos inteligentes. Nuestras innovadoras soluciones a medida hacen posible flujos de trabajo más eficientes y proporcionan la flexibilidad que necesita en su quirófano. El resultado: aumentar su prestigio y al mismo tiempo la rentabilidad de su clínica, gracias a la optimización del rendimiento del quirófano y a la reducción del total de la estancia hospitalaria.



«Un quirófano híbrido abre las puertas a un rango más amplio de procedimientos y, a su vez, mejora considerablemente los resultados gracias a una mayor seguridad de los pacientes».



Prof. Asist. y Dr. Med. Johannes Gahlen  
Director de Medicina, Cirugía vascular  
y endovascular  
Hospital de Ludwigsburg, Alemania

Cada sala de operaciones híbrida es única. Junto a usted, Trumpf Medical evalúa las necesidades de su equipo desde el primer momento y pone a su alcance una solución a medida que incluye mesas quirúrgicas integradas y componentes radiotransparentes, así como innovadoras lámparas quirúrgicas y unidades de alimentación de techo. Colaboramos con empresas de dispositivos de obtención de imágenes líderes en todo el mundo. La combinación de nuestros productos, servicios y soluciones integrales abren paso a nuevas oportunidades, dentro y fuera de su quirófano. Desde intervenciones cardíacas y vasculares hasta procedimientos de neurología o medicina general, nuestras soluciones permiten una amplia variedad de usos multidisciplinarios y flexibles de su sala de operaciones, lo que supone un rápido rendimiento de la inversión y una alta rentabilidad.

## Una decisión segura

- Asociándose con Trumpf Medical, se beneficiará de más de 20 años de experiencia y una gestión de proyectos de primera clase. Estaremos a su lado para ayudarle en cada paso.
- Para garantizarle una inversión rentable y una solución ideal para su quirófano, prestamos servicios personalizados de asesoramiento y planificación del espacio antes de realizar la compra.
- Nuestro software de planificación le permite visualizar su quirófano híbrido a medida a través de configuraciones e imágenes realistas, a escala y en 3D.



Empiece a planificar, financiar e implementar su quirófano híbrido. Nuestros especialistas estarán a su disposición para formar al personal y prestar los servicios necesarios durante su vida útil.  
[www.trumpfmedical.com/en](http://www.trumpfmedical.com/en)

# Tecnología diseñada para pacientes y cirujanos

Trumpf Medical pone al alcance de su mano una tecnología innovadora para mesas quirúrgicas, lámparas quirúrgicas, sistemas de vídeo y columnas de techo. Nuestra gama de productos mejora la visibilidad de las imágenes intraoperatorias y permite al equipo médico la realización de tratamientos complejos en una amplia variedad de pacientes, además de proporcionarle la flexibilidad de poder alternar entre procedimientos mínimamente invasivos y cirugía abierta.

Los elementos principales de un quirófano híbrido son el sistema de obtención de imágenes y la mesa quirúrgica. Una mesa quirúrgica en su quirófano híbrido le aporta la máxima libertad de uso en intervenciones mínimamente invasivas e interdisciplinarias. La mesa quirúrgica TruSystem™ 7500 permite una utilización flexible del quirófano, lo que se traduce en una planificación adaptable, más disponibilidad y, por lo tanto, una mayor rentabilidad.

Las principales ventajas de la mesa quirúrgica TruSystem™ 7500 son:

- **Traslado seguro de pacientes y flujo de trabajo optimizado:** el tablero de la mesa quirúrgica TruSystem™ 7500 puede cambiarse fácilmente con el paciente encima mediante la ayuda de una mesa de traslado en la sala de operaciones.
- **Visión clara e imagen excepcional** con el tablero especial Carbon FloatLine: este tablero de flotación libre es fácil de usar y ofrece un área radiotransparente de hasta 2100 mm, incluso en posición de Trendelenburg. Asimismo, la mesa TruSystem 7500™ ofrece un gran surtido de accesorios de carbono adicionales para diferentes disciplinas y aplicaciones (IVAT, AAA, embolizaciones con coil, clipajes, fusiones vertebrales o resecciones de tumores cerebrales).
- **Entorno de trabajo sencillo** gracias a la integración con dispositivos de obtención de imágenes y a los mensajes con comentarios para el usuario.




## Equipe su quirófano con tecnología inteligente e integrada

Un quirófano híbrido bien diseñado es básico para garantizar la flexibilidad funcional y la eficiencia de los flujos de trabajo. Nuestras lámparas quirúrgicas inteligentes, los sistemas de vídeo y las columnas de techo modulares ofrecen soluciones ergonómicas y adaptables, independientemente de la ubicación de los dispositivos de obtención de imágenes.

Las principales ventajas de las lámparas quirúrgicas iLED™ 7 y las unidades de alimentación TruPort™ son:

- **Iluminación inteligente,** dotada de un sistema automático de gestión de lámparas que se sirve de la última tecnología de sensores 3D para analizar continuamente la zona quirúrgica. Según las condiciones de luz, la lámpara se adapta automáticamente sin necesidad de un ajuste manual. Además, un innovador sistema de gestión de sombras compensa las sombras no deseadas de forma automática.
- **La arquitectura flexible y modular** de las unidades de alimentación TruPort™ permite al equipo médico adaptarse con flexibilidad a varios tamaños de quirófanos, con un largo alcance y una alta capacidad de carga. Son intuitivas y fáciles de usar y pueden personalizarse fácilmente cuando se desee, ya sea ahora o en un futuro. Esta característica le permite diseñar sus propias estaciones de trabajo con accesorios (incluso monitores grandes) en su quirófano híbrido y en otros departamentos del hospital.
- **Entorno de trabajo libre** gracias al largo alcance de las columnas de techo y los brazos con lámparas quirúrgicas.



# Usted se preocupa por sus pacientes

Trumpf Medical se preocupa por usted

## Arrendamiento y alquiler de equipos

Ponemos a su disposición interesantes ofertas y alquiler, para que pueda contar con la tecnología adecuada en el momento que la necesite.

## Instalación e implementación

Una vez en el lugar de la instalación, nos encargamos de implementar nuestros productos en su hospital con la ayuda de nuestros socios para garantizar que la solución quirúrgica híbrida cumpla sus expectativas.

## Formación

Nuestro programa de formación comprende cursos que pueden combinarse individualmente para que pueda optimizar el rendimiento de su inversión.

## Servicio técnico

Ofrecemos servicios de inspección y de mantenimiento periódicos, complementados con paquetes de servicios personalizados para garantizar que su quirófano híbrido funcione de manera eficaz y eficiente, con un rendimiento óptimo en todo momento.

## Asistencia profesional

La amplia gama de servicios de Trumpf Medical es garantía de máxima disponibilidad y diversidad de funciones. Realizamos el mantenimiento de sus productos, añadimos nuevas opciones bajo demanda, y les proporcionamos a usted y a su personal conocimientos de gran utilidad en talleres y cursos de formación.



Para obtener más información sobre nuestros servicios, vaya a [www.trumpfmedical.com/en/services](http://www.trumpfmedical.com/en/services)

Hill-Rom es una empresa líder en tecnología médica en todo el mundo, con más de 10.000 empleados en más de 100 países. Con la colaboración de proveedores de asistencia sanitaria, nos centramos en soluciones de suministros para pacientes dependientes con el objetivo de mejorar los resultados clínicos y económicos en cinco áreas clave: **reforzar la movilidad, prevenir y tratar lesiones, administrar los flujos de trabajo de las clínicas, garantizar la seguridad y efectividad en las intervenciones quirúrgicas, y prevenir las enfermedades respiratorias.** Los trabajadores, los programas y los productos de Hill-Rom persiguen una única misión: **mejorar, día a día y en todo el mundo, los resultados para nuestros pacientes y su personal sanitario.**

Trumpf Medical, una división de Hill-Rom caracterizada por sus estándares de alta calidad, ofrece productos innovadores para mejorar la efectividad y la seguridad en los quirófanos, en la unidad de terapia intensiva y en otras áreas clínicas del sector sanitario. Ofrecemos soluciones integrales desarrolladas por nosotros mismos para cubrir sus necesidades clínicas individuales.

Este documento está exclusivamente dirigido a profesionales de sector sanitario. Los dispositivos médicos mostrados en este folleto están pensados para la atención a pacientes en los departamentos correspondientes de los centros médicos.

Todos los productos sanitarios se ajustan a las regulaciones y, según las normativas vigentes, deben incluir el símbolo «CE» de la Unión Europea. Hill-Rom recomienda leer detenidamente las instrucciones detalladas para usar los productos de manera correcta y segura. Las encontrará en la documentación incluida junto al dispositivo médico en su entrega. Los trabajadores de los centros sanitarios serán los responsables del uso y mantenimiento correctos de los dispositivos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho de realizar modificaciones en el diseño, las especificaciones y los modelos sin previo aviso. No se asume ninguna responsabilidad sobre la exactitud y la integridad de los contenidos. Por ese motivo este folleto no incluye ninguna garantía sobre la calidad del producto.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.  
Doc. núm.: 2067590, Enero 2017

No todos los productos/opciones están disponibles en todos los países. Para más información sobre nuestros productos y servicios, diríjase al contacto de prensa local de Trumpf Medical o visite nuestro sitio web:

[www.trumpfmedical.com](http://www.trumpfmedical.com)

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**