




Hillrom™



# SUPERFICIE NP50 MONODENSA

## Eficiencia que se adapta a tus necesidades básicas

La superficie NP50 Monodensa de Hillrom, fabricada con espuma de alta resiliencia, ofrece un elevado grado de confort a los pacientes. Se adapta a todas las posiciones de la cama y su durabilidad es mayor. La superficie NP50 es completamente hermética, dispone de una funda de poliuretano resistente al agua, bacteriostática y fungistática; es fácil de limpiar y desinfectar lo que mejora la higiene para los pacientes y el personal asistencial.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

---

Soporte para pacientes resistente y rentable

---

Espuma de poliuretano monodensa de alta resiliencia

---

Higiénica y fácil de limpiar

---

Superficie que se adapta a las posiciones de la cama para mayor durabilidad

---




**Hillrom**<sup>TM</sup>

## Superficie NP50 Monodensa

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo	198 o 203 cm
Ancho	85 o 90 cm
Alto	14 cm
Peso terapéutico recomendado	de 30 a 150 kg
Carga segura de trabajo	250 kg
Costuras	Cosidas

Para limpieza y desinfección: se recomienda seguir las instrucciones del manual de usuario.



Para más información, comunícate con tu representante local Hillrom o visita [hillrom.lat](http://hillrom.lat)

**hillrom.lat**

Hill-Rom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía que hace Hill-Rom es la garantía expresa por escrito extendida en la venta o alquiler de sus productos.

© 2021 Hill-Rom Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APRXXXX rev 1 8-2021 ES - LATAM